

Systemanforderungen

Hier finden Sie die Mindestanforderungen zur Neuinstallation bzw. PC - Tausch von LogoMed und LogoDent

Windows-Client:

Prozessor:	Gerätestandards für professionellen Unternehmenseinsatz
RAM:	mind. 8 GB
Speicher:	256 GB
Bildschirm:	Empfehlung ab Full HD mind. ab 21"
Netzwerk:	LAN mit mind. 1 GBit/s
Verschlüsselung:	Empfehlung (insbesondere mobile Endgeräte) Bitlocker

Windows-Server:

Prozessor:	Gerätestandards für professionellen Unternehmenseinsatz
RAM:	mind. 16 GB
Speicher:	512 GB (im Idealfall SSD)
Bildschirm:	Empfehlung ab Full HD mind. ab 21"
Netzwerk:	LAN mit mind. 1 GBit/s
Verschlüsselung:	Empfehlung (insbesondere mobile Endgeräte) Bitlocker

Systemanforderungen**Drucker:**

Wir empfehlen Produkte aus dem Hause Brother!

BROTHER Original Druckertreiber installieren.

<https://www.brother.at/drucker/laserdrucker>

Aus Erfahrung kann es bei anderen Druckerherstellern (Marken) zu Problemen beim ordnungsgemäßen Druck von diversen Formularen kommen. Falls Sie im Einzelfall andere Druckersysteme anschaffen möchten, halten Sie vor der Anschaffung bitte unbedingt Rücksprache mit uns!

Im weiteren Falle eines nachträglich entstehenden Mehraufwands (Installation/Konfiguration), müssen wir diesen in Rechnung stellen.

Windows softwarespezifische Anforderungen:

Dienstprogramme: Installation des Adobe – Readers ab Version DC
Installation von Microsoft Word (Office)
Installation von JAVA

Energieeinstellungen:

Schnellstart	AUS
Ruhezustand:	AUS
Energiesparen:	AUS
Netzschalter:	Herunterfahren
Festplatte ausschalten nach	NIE

Energie sparen:

Deaktivierung nach	NIE
Hybriden Stand-by-Modus zulassen	AUS
Ruhezustand nach	NIE
USB	Deaktiviert
PCI-Express	AUS
Hybrider Stand-by-Modus:	AUS

Systemanforderungen**Funktionsspezifische Anforderungen für LogoMed:***LogoMed*

- Server:** Freigabename: //LogoMed (Netzwerkverbindung zum Server nur über LAN Kabel)
- Netzwerklaufwerk:** L: oder Z: für LogoMed Share
- Freigabe:** Ordner DaMe anlegen und freigeben.
- Netzwerk:** IPv4 bitte möglichst fixe IP- Adresse vergeben.
IPv6 bitte deaktivieren, wenn nicht dediziert benötigt.
- Lokale Einstellungen:** [trifft nur auf PC-Tausch von bisheriger LogoMed-Station zu]

C:\Benutzer\ xxx \Appdata\Roaming\Zeintliger

vom Altgerät auf dem jeweils neuen PC wieder in den aktuellen Ordner des angemeldeten Windows-Benutzers kopieren.

Funktionsspezifische Anforderungen für LogoDent:*LogoDent*

- Server:** Freigabename: //LogoDent (Netzwerkverbindung zum Server nur über LAN Kabel)
- Netzwerklaufwerk:** L: oder Z: für LogoDent Share
- Netzwerk:** IPv4 bitte möglichst fixe IP- Adresse vergeben.
IPv6 bitte deaktivieren, wenn nicht dediziert benötigt.
- Lokale Einstellungen:** [trifft nur auf PC-Tausch von bisheriger LogoMed-Station zu]

C:\Benutzer\ xxx \Appdata\Roaming\Zeintliger
vom Altgerät auf dem jeweils neuen PC wieder in den aktuellen Ordner des angemeldeten Windows-Benutzers kopieren.

Systemanforderungen**Übermittlung der Kassenabrechnung (ELDA):**

1. Am bisherigen PC sollte in ELDA zuerst im Menü „Extras“ auf aktuelle Updates geprüft werden und diese durchgeführt werden. Meist befindet sich ELDA auf dem Computer bei der Anmeldung oder Rezeption auf c:\gkkdfu\...
2. Danach kann der gesamte Ordner zur Sicherheit zwischengesichert werden. Dazu im Menü „Extras“ nun den Befehl „Datenbank sichern/rücksichern...“ auswählen und beispielsweise auf einen externen Datenträger sichern.
3. Am neuen Computer muss ELDA über den Downloadlink des Herstellers neu installiert werden:
<https://update.elda.at/install/efwsetup.exe>
4. Nach der Installation von ELDA kann dann wieder im Menü „Extras“ der Befehl „Datenbank sichern/rücksichern...“ ausgewählt werden, um die gesicherte Datenbank vom zuvor gewählten Sicherungsordner rückzusichern.